

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Risicohoudend medisch afval

Euralcode 180103*

Afvalcode 924000

OMSCHRIJVING

Onder risicohoudend medisch (RMA) afval wordt verstaan: "afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat zij een microbiologische en/of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich mee kunnen brengen of die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen".

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Voorwaarden algemeen:

- De volgende stoffen horen niet bij RMA:
 - Laboreagentia
 - Batterijen
 - Kwikthermometers en kwikbloeddrukmeters
 - Ontvlambare producten
 - Chemische producten
- Wanneer radioactief materiaal gedetecteerd wordt bij de verwerker, zal de betreffende verpakking terug bezorgd worden aan de klant of gestockeerd worden bij de verwerker (afhankelijk van de gemeten straling). Alle kosten voor analyse, verwerking en transport van dit radioactief afval zullen achteraf doorgerekend worden aan de klant.

Voorwaarden verpakkingen:

- RMA kan ingezameld worden in UN gekeurde kartonnen dozen (sanitainers) of plastic WIVA vaten. De verpakkingen zijn goed gesloten (cfr verpakkingsinstructies), lekvrij en zuiver aan de buitenkant.
- Type afvalstoffen per toegestane verpakkingsvormen:

Type afvalstof	WIVA / Infinity vaten	Sanitainer
Anatomisch afval	x	
Bloed, plasma en andere lichaamsvloeistoffen	x	
Afval van laboratoria (viraal en bacterieel besmet)	x	
Voorwerpen die kunnen kwetsen : naalden (*), scalpels, proefbuizen, glas, vials...	x	
Alle andere vaste, droge afvalstoffen voor zover ze voldoen aan de voorgeschreven criteria	x	x
Naaldcontainers gesloten (deze kunnen injectienaalden maar ook andere scherpe instrumenten zoals pincetten, lancetten, mesjes enz ... bevatten)	x	x

(*) naalden dienen in daartoe bestemde gesloten naaldcontainers te worden verpakt. Deze naaldcontainers dienen op hun beurt in een WIVA/Infinity-vat of sanitainer te worden verpakt.

- Het maximum gewicht per verpakking bedraagt:
 - Sanitainers: max. 14 kg per doos
 - WIVA vaten 30 l: max. 15 kg
 - WIVA vaten 50 en 60 liter: max. 20 kg
 - Infinity vaten 30 l: max. 12kg
 - Infinity vaten 50 en 60 l: 15 kg
- Sanitainers en WIVA/Infinity vaten dienen afzonderlijk aangeleverd te worden op Euro paletten – dus 1 type verpakking per palet.
- De verpakkingen staan rechttop en worden als volgt gestapeld op de paletten:
 - 8 dezelfde verpakkingen (4 x 2) per laag
 - Sanitainers: max. 4 hoog
 - WIVA / Infinity vaten 30 l: max. 5 hoog
 - WIVA / Infinity vaten 50/60 l: max. 3 hoog
 - Stevig ingewikkeld met folie, incl de pallet
- Alle verpakkingen zijn voorzien zijn van een bedrukking of etiket met daarop:
 - Identificatiegegevens (naam, adres en telefoonnummer) van de producent
 - De datum van de ophaling (op elke oververpakking)